



**THERMOS**  
PROTOCOL

## REGISTRO DA COLETA DE DADOS • COLETA (1/1)

**PRODUTO**



**ID COLETA** Insira o **nome/código** definido na PREPARAÇÃO PARA A COLETA DE DADOS.

**ID PRODUTO** Identifique o produto pelo **código** da PREPARAÇÃO PARA A COLETA DE DADOS.

**EMISSIVIDADE** Identifique o **material** da região de interesse  e sua **emissividade**.

**POSIÇÃO**  Coloque o produto na **posição** adequada para o registro termográfico.

**MARCAÇÕES**  Faça as **marcações** necessárias no produto (**região de interesse**).  Não serão utilizadas marcações.

**ACLIMATIZAÇÃO**  Aguarde o **período** de **aclimatização** do produto (período mínimo de 15 minutos).

**TERMOGRAMAS** Indique o **tempo** e a **região de interesse** e os associe ao número do **termograma** (gerado pela câmera termográfica). Não esqueça de identificar o produto com seu código de identificação (notas adesivas).

Tempo	Região de interesse	Número termograma	Tempo	Região de interesse	Número termograma
TR					

**OBSERVAÇÕES**

